

人工唾液(Greenwood)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

适用于玩具、口腔科、牙科、母婴用品、皮革、纺织等行业的色牢度和耐腐蚀性的模拟实验,用于检测人体接触物的使用寿命。又称人工 口水、人造唾液、人工合成唾液、人工合成口水、人工模拟唾液、人工唾沫、人造唾沫、人工合成唾沫等人工唾液与真实的人体分泌的唾液相似度大于 99%,pH 值 6.6 或 7.0 较常用,亦可根据客户需求定制 pH。符合以下标准：GBT/18886-2002,ISO TR10271-2011,SN/T 1058-2002,DIN V 53160-1-2002 等。