

## 内蒙胎牛血清 Fetal Bovine Serum

| 货号               | 生产日期 | 规格     | 保存      | 价格      |
|------------------|------|--------|---------|---------|
| ML30013.02-500ml | 见包装  | 500 mL | -20 ° C | 1980.00 |

| 检测指标                                                              | 检测标准                 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Items                                                             | Specification        |
| 外观                                                                | 浅黄色                  |
| Appearance                                                        | Light yellow         |
| pH                                                                | 6.7-8.0              |
| 内毒素（鲎试剂法）                                                         | ≤5EU/mL              |
| indotoxin (LAL)                                                   |                      |
| 血红蛋白（分光光度法）                                                       | ≤200mg/L             |
| Hemoglobin<br>(Spectrophotometric)                                |                      |
| 细菌&真菌（平皿培养法）                                                      | 阴性                   |
| Sterility testing<br>(Proliferation method)                       | Negative             |
| 病毒检测（直接病变法）                                                       | 阴性                   |
| Virus Detection<br>(Cell Culture<br>testing&Fluorescent antibody) | Negative             |
| 支原体（直接培养法）                                                        | 阴性                   |
| Mycoplasma<br>(Proliferation method)                              | Negative             |
| 细胞培养测试                                                            | 符合要求                 |
| Cell culture testing                                              | Meet the requirement |



### 用途

- 完全培养基添加
- 常规类型细胞培养适用
- 诊断试剂的稳定
- 材料表面封闭
- 胰蛋白酶灭活

### 质量

血源来自南美，所有有血清均在万级净化车间通过连续的 2 级 0.22 μm 孔径、3 级 0.1 μm 孔径过滤器过滤，混合和分装过程在万级操作间内完成，最大程度确保产品质量和安全性。